



by **CNI**
SANTÉ

CULOTTE MENSTRUELLE NOUVELLE GÉNÉRATION JUNIOR

PREMIÈRES RÈGLES

emmaillotement 3D de la zone abdominopelvienne

Hypoallergénique

seconde peau
protectrice certifiée
sans toxicité et écotoxicité

Anti humidité & Anti odeur

couche Drainante *Physiofresh CNI*
anti-humidité et anti-odeur
canalise le flux menstruel

soulagement des ballonnements et des tensions

Anti fuite

membrane imperméable offre
une protection anti-fuite optimale



RÉUTILISABLE
200x

TISSUS GARANTIS
OEKO-TEX
CERTIFIÉ SANS TOXICITÉ

MEMBRANE DRAINANTE
physiofresh CNI

COLORANT
ÉCO
MINÉRAL

EFFICACITÉ
12h
SANS SENSATION
D'HUMIDITÉ

L'INNOVATION TECHNIQUE ET PHYSIOLOGIQUE



L'EXPERTISE DES CONCEPTS TEXTILES
TECHNIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

L'INNOVATION DE LA
culotte menstruelle
NOUVELLE GÉNÉRATION
JUNIOR

*un confort remarquable
pour les adolescentes sans se soucier
des règles tout au long de leurs journées
avec 12 H d'efficacité.*

Nouveau concept de technologie **SEAMLESS**
(sans couture)
et du savoir-faire CNI Santé

- Optimisation du confort et réduction des frottements sur la peau.
- Emmaillotement 3D permettant une pression uniforme et multidirectionnelle sur l'abdomen.
- Complexe multicouches ultra absorbant (anti-humidité, anti-odeur) avec sa membrane innovante Physiofresh by CNI SANTÉ en contact de la peau donnant une sensation de fraîcheur, de respirabilité, sans effet de macération.
- Sans toxicité et écotoxicité avec des colorants minéraux, nos culottes menstruelles Nouvelle Génération permettent une hygiène intime saine et sécuritaire.
- Notre expertise textile santé et environnementale garantit l'utilisation de matières sans glyphosate et substances toxiques que l'on peut retrouver dans les tampons et serviettes hygiéniques.

**CULOTTE MENSTRUELLE NOUVELLE GÉNÉRATION
BY CNI SANTÉ
LAVABLE ET RÉUTILISABLE 200 FOIS !**

**ÉCOLOGIQUE, ZÉRO DÉCHET, ÉCONOMIQUE,
RESPECTE VOTRE PEAU ET LA PLANÈTE.**

Tests Laboratoire TTS Certification ISO 17025



**LAVABLE
EN MACHINE**

Nous conseillons de laver les culottes à la machine à 40° max après les avoir préalablement rincées à la main à l'eau froide. Ne pas utiliser d'adoucissant.

COMPOSITION

PA 41% / PES 47% / EL 8% / PUR 4%

Plus d'infos sur cninnovation.fr

Produit et distribué par CNI santé

Siège social 20 bis côte de catalanou 31800 LANDORTHE
Bureau d'études en Biotechnologie et atelier :
ZAC EUROPA Chemin des landes RD817
31800 LANDORTHE
Tél. : 05 61 94 41 62 | cninnovation.rd@gmail.com | cninnovation.fr